


マイクロアレイの試作・製造受託サービス


最新のインクジェット技術により、最大 96 種のバイオマテリアルでオーダーメイドのマイクロアレイを作製

作製マイクロアレイの例

- DNAチップ
- タンパクチップ
- 細胞チップ
- 抗体チップ等



スポットニング例




スポットニング拡大画像
300 μm

製造受託サービスの特徴

- ・ ピエゾインクジェット技術を使った、高精度マイクロアレイの作製
- ・ ガラスやフィル上に、DNAやタンパクを非接触で高速スポットニング
- ・ 数 100 μl の少量の液で試作対応可能
- ・ 小ロットからの製造受託も可能
- ・ スポットの数やピッチを変えてカスタムメイド



TopSpot



TopSpot Printhead

お問い合わせ先

株式会社 マイクロジェット 技術営業グループ
TEL 0263-51-1734 sales3@microjet.co.jp

<http://www.inkjet-bio.com>