

MICROJET

MateriART-3D



インクジェット式 研究開発用3Dプリンター

材料 & プロセス 開発用
粉末・UV両方式に対応



特徴

- 1 自社の材料で造形実験が可能
- 2 装置は粉末積層タイプとUV硬化積層タイプより選択
- 3 ヘッド駆動条件や積層条件を変えての実験が可能
- 4 2種類の液による実験が可能
- 5 液滴の観察機能を標準搭載

用途例

- 粉末積層式 3D プリンターの粉末材料や液材の評価・試作
- UV硬化式 3D プリンターの液材の評価・試作

※ 本装置を使用しての造形実験も承っております。



液滴状態



粉末



UV樹脂

※液種によっては安定吐出できない液があります。
※写真と実際の装置は異なる場合があります。
※仕様は予告なしに変更することがあります。

株式会社 マイクロジェット

長野県塩尻市大門五番町79-2 TEL 0263-51-1734 FAX 0263-51-1735 <http://www.3d-printerlab.com> sales3@microjet.co.jp