



ペロブスカイト太陽電池試作用 インクジェット塗布装置

PerovsJet®




特徴

- 1 DMF、NMPなどにも耐性を有する高耐液性ヘッド搭載
- 2 任意の液滴量・印刷解像度設定により膜厚調整が容易
- 3 0.5 cc以下の少量の液材でのサンプル作製実験が可能
- 4 低湿度環境内での実験を想定した専用グローブボックス (オプション)
- 5 2台のカメラで着滴と飛翔液滴を観察可能
- 6 プログラマブルヒーターで塗布・乾燥工程等を制御



用途例

- ペロブスカイト太陽電池の試作
- 有機半導体の試作
- センサーなどの微細デバイス試作
- ナノ金属インクによる回路パターンニング
- インクジェット液材料の開発・評価



飛翔液滴 観察機能付属

※液によって安定吐出しがない場合があります
※写真と実際の装置は異なる場合があります
※仕様は予告なしに変更することがあります

株式会社 マイクロジェット

本社 長野県塩尻市大門五番町79-2 支社 東京都国分寺市南町3-11-17 2F mj-sales@microjet.co.jp www.microjet.co.jp

