


高速・高精度・正確な **細胞** **バクテリア** 選別

約 **2** 分で96ウェルへの分注を可能に

X.SIGHTは洗浄不要のディスポカートリッジ搭載で
コンタミリスクなしでシングルセルの分注ができます

単クローン性保証

単一細胞分離効率 **97** %



高速・高効率な分注

クローン回復率 **80** %以上

- 赤血球前駆細胞
- 間葉系幹細胞
- 感覚ニューロン
- CHO cells
- 肝細胞
- 末梢血単核細胞

高速・高精度・正確な細胞選別と分注

シングルセル分注装置

X.SIGHT **CYTENA** 
A BICO COMPANY

洗浄不要 ディスポカートリッジ搭載



細胞



実際にお使いの細胞懸濁液を用いたサンプル作製
まずはオンサイトデモをお申込ください

バクテリア

